

# PG ピンサー ウォーブルスティック

PGシリーズは回転角度 $90^\circ$ の間隔で4つのプリセット位置にセットできます。  
ウォブルスティックは $\pm 22^\circ$ の角運動量を持ち、ハンドルアセンブリの端にある押しボタンを介してグリッパ操作されます。

直線運動：75mm、150mm、225mmおよび275mmより選択  
 回転角度： $360^\circ$   $90^\circ$  毎の4つのポジションで固定ができます。  
 使用圧力範囲： $1 \text{ bar} \sim 1 \times 10^{-10} \text{ mbar l/s}$   $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^8 \text{ Pa l/s}$   
 試料台：14mm 円形サンプル

