

EM-Tec SEM 試料ホルダー 一覧

EM-Tec SEM 試料ホルダーは、SEM ユーザーが直接 SEM ステージに簡単かつ迅速に試料マウントが行えるように多種多様な ホルダー取り揃えています。サンプルはホルダーにクランプにて保持されるか、ネジで固定されます。サンプルが正しく固定されている場合、画像及び分析の空間分解能を低下させるような動きは起こりません。EM-テック SEM 試料ホルダーはアウトガスや汚染の問題が生じない構成材料を採用しています。M4 タイプの EM-テック SEM 試料ホルダーは EMTEC SEM ステージアダプターと完全に互換性があるよう設計されています。



小型スタブ用アダプター

- ピンスタブ用
- J 社スタブ用
- H 社スタブ用



汎用クランプホルダー



S-クリップ試料ホルダー

- 標準ピンスタブ
- Z 社ピンスタブ
- J社スタブ
- H 社スタブ



Pre-tilt 試料ホルダー

- 固定角度試料ホルダー
- 可変角度試料ホルダー



万カタイプ試料ホルダー



EBSD 試料ホルダー



Swivel tilt 試料ホルダー



小型バネ固定試料ホルダー



小型ネジ固定試料ホルダー



90° およびオフセット 試料 ホルダー



ユニバーサルバネ固定 試料ホルダー



地質スライド用 試料ホルダー



ゴールドシリーズ 試料ホルダー



基準サンプル用 試料ホルダー



TEM グリッドホルダー用 試料ホルダー



STEM イメージング 試料ホルダー



FIB グリッド試料ホルダー



バルクサンプル用 試料ホルダー



マルチピンスタブ用 試料ホルダー



金属組織マウントホルダー



J社マルチスタブホルダー



H 社マルチスタブホルダー



J社 Neoscope ホルダー



H社 TM シリーズホルダー



Phenom 社試料ホルダー



小型万力ホルダー



ウエーハホルダー



マルチ XL 大型試料ホルダー



ユニバーサル試料キット



SEM ステージ移動延長 ストリップ

大切なお知らせ:

SEM の機種によって取付け可能な試料ホルダーのパーツ番号が変わります。 ご用命の際には必ず別途、ホームページのお問合せメールまたは FAX にて、パーツ番号をお問合せ下さい。

備考:本内容は予告なしに変更されることがございます。



〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4 TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106 www.elminet.co.jp CN:ホルダー一覧 1608A