

# WS フラッグタイプ ウォーブルスティック

WS フラッグタイプは、18mmフラッグ用のウォーブルスティックで使用するよう  
に設計されています。これらのウォーブルスティックには、人間工学に基づいた  
アクチュエータボールとグリップが取付けられています。

直線移動: 120mm用, 180mm用および 270mmより選択 (注: 回転はしません。)  
ジョーアッセンブリー: インラインまたは垂直 (追加のジョーが利用可能)  
使用圧力範囲: 1 bar ~  $1 \times 10^{-10}$  mbar l/s ( $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{-8}$  Pa l/s)  
試料台: 18mm フラッグ試料台

