

プランジャーシステムを備えた ラピッドコアサンプリングパンチ

直径 0.35~8mm のサイズで利用可能



イントロダクション

プランジャーシステムを備えたラピッドコアサンプリングパンチは、紙、プラスチック、フィルム、ゲル、ティッシュ、布、布、テープ、葉、ペンキおよびコーティングなどの薄くて柔らかい材料の小さなサンプルをカット、コアリング、パンチ、および採取するように設計された高品質のコアリングツールです。これは、その後の顕微鏡検査や SEM / EDS 分析のために、より柔らかい材料のより大きなシートまたはフィルムからより小さなサンプルを切り取るのに理想的なツールです。Rapid-Core パンチは、DNA サンプリングツールとして、法医学的調査や実験室でのサンプリングアプリケーションに特に推奨されます。切断直径が 0.35~8.0 mm、コアリング深さが 5mm の 15 種類のコアリング直径があります。カッティングチップは保護と安全のために格納式であり、プランジャーシステムメカニズムはコアリングサンプルのクリーンで安全な除去および移送に便利です。

プランジャーシステムを備えたラピッドコア生検およびサンプリングパンチには、次の特徴があります。

- しっかりとしたグリップのための頑丈なポリプロピレンリブ付きハンドル
- 超鋭利なシームレスステンレス鋼 304 カッティングチップ
- 格納式コアリングチップ
- サンプルを簡単に除去するためのプランジャーシステム
- すぐに使用できる滅菌済み使い捨てパンチ

- サイズで色分け

プランジャーシステムを備えた Rapid-Core 生検およびサンプリングパンチは、使い捨てのコアリングツールとして設計されています。ただし、サンプル間の相互汚染が問題にならない場合、これらの堅牢なコアリングツールは洗浄後に再利用できます。

クリーニングチップ：サンプリングのたびに、きれいな濾紙をコアリングしてカッティングチップをクリーニングするか、エタノールで リンスするか、圧縮空気乾燥したアーチファクトを取り除きます。


プランジャーシステムを備えたラピッドコア生検およびサンプリングパンチの仕様：

材料：304 ステンレス鋼のカッティングチップを備えたポリプロピレン製のボディとプランジャー

長さ：114cm

コアリングの深さ：最大。 3mm

包装：それぞれ、エチレンオキシド（EO）滅菌済み



★ Please retract cutting cannula while not in operation

パーツ番号	サイズ	内径 ID	外形 OD	壁の厚さ	色
52-004904	Ø0.35mm	Ø0.33mm	Ø0.63mm	0.15mm	バイオレット
52-004905	Ø0.5mm	Ø0.50mm	Ø0.80mm	0.15mm	ブルー
52-004908	Ø0.75mm	Ø0.77mm	Ø1.07mm	0.15mm	グリーン
52-004910	Ø1.0mm	Ø0.96mm	Ø1.26mm	0.15mm	パープル

52-004912	Ø1.2mm	Ø1.2mm	Ø1.5mm	0.15mm	レッド
52-004915	Ø1.5mm	Ø1.5mm	Ø1.9mm	0.20mm	ブラウン
52-004920	Ø2.0mm	Ø2.0mm	Ø2.4mm	0.20mm	ブラック
52-004925	Ø2.5mm	Ø2.5mm	Ø2.9mm	0.20mm	シアン
52-004930	Ø3.0mm	Ø3.0mm	Ø3.4mm	0.20mm	ダークブルー
52-004935	Ø3.5mm	Ø3.5mm	Ø3.9mm	0.20mm	アクアマリン
52-004940	Ø4.0mm	Ø4.0mm	Ø4.4mm	0.20mm	ダークブラウン
52-004950	Ø5.0mm	Ø5.0mm	Ø5.5mm	0.25mm	オレンジ
52-004960	Ø6.0mm	Ø6.0mm	Ø6.5mm	0.25mm	ホワイト
52-004970	Ø7.0mm	Ø7.0mm	Ø7.5mm	0.25mm	ダークグレー
52-004980	Ø8.0mm	Ø8.0mm	Ø8.5mm	0.25mm	イエロー



Rapid-Core sampling punches with plunger system with 0.35mm to 8.0mm coring diameter

パーツ番号	内容/数量	価格
52-004904	Ø0.35 mm、バイオレット / 1本	¥2,000
52-004905	Ø0.5 mm、ブルー / 1本	¥2,000
52-004908	Ø0.75 mm、グリーン / 1本	¥2,000
52-004910	Ø1.0 mm、パープル / 1本	¥2,000
52-004912	Ø1.2 mm、レッド / 1本	¥2,000
52-004915	Ø1.5 mm、ブラウン / 1本	¥2,000
52-004920	Ø2.0 mm、ブラック / 1本	¥2,000
52-004925	Ø2.5 mm、シアン / 1本	¥2,000

52-004930	Ø3.0 mm、ダークブルー / 1本	¥2,000
52-004935	Ø3.5 mm、アクアマリン / 1本	¥2,000
52-004908	Ø0.75 mm、グリーン / 1本	¥2,000
52-004910	Ø1.0 mm、パープル / 1本	¥2,000
52-004912	Ø1.2 mm、レッド / 1本	¥2,000
52-004915	Ø1.5 mm、ブラウン / 1本	¥2,000
52-004920	Ø2.0 mm、ブラック / 1本	¥2,000
52-004925	Ø2.5 mm、シアン / 1本	¥2,000
52-004930	Ø3.0 mm、ダークブルー / 1本	¥2,000
52-004935	Ø3.5 mm、アクアマリン / 1本	¥2,000
52-004908	Ø0.75 mm、グリーン / 1本	¥2,000
52-004910	Ø1.0 mm、パープル / 1本	¥2,000
52-004912	Ø1.2 mm、レッド / 1本	¥2,000
52-004915	Ø1.5 mm、ブラウン / 1本	¥2,000
52-004920	Ø2.0 mm、ブラック / 1本	¥2,000
52-004925	Ø2.5 mm、シアン / 1本	¥2,000
52-004930	Ø3.0 mm、ダークブルー / 1本	¥2,000
52-004935	Ø3.5 mm、アクアマリン / 1本	¥2,000
52-004940	Ø4.0 mm、ダークブラウン / 1本	¥2,000
52-004950	Ø5.0 mm、オレンジ / 1本	¥2,000
52-004960	Ø6.0 mm、ホワイト / 1本	¥2,000
52-004970	Ø7.0 mm、ダークグレー / 1本	¥2,000
52-004980	Ø8.0 mm、イエロー / 1本	¥2,000

Well-Tech 自己修復 PVC カuttingマット、15 x 20 cm



ウェルテックカuttingマットは、自己修復性の3層PVC素材で作られています。より柔らかい素材は、サンプルのコアリングやブレードによるサンプルの切断に理想的な表面です。両面使用可能です。ウェルテックカuttingマットのサイズは15x20 cm、厚さは2.0mmです。

パーツ番号	数量	価格
15-008054	1 枚	¥2,800

Well-Tech 小型自己修復 PVC カuttingマット、6.3 x 7.6 cm



小さな Well-Tech カuttingマットは、自己修復性の3層PVC素材で作られています。より柔らかい素材は、サンプルのコアリングやブレードによるサンプルの切断に理想的な表面です。両面使用可能です。ウェルテックカuttingマットのサイズは6.3x7.6cm、厚さは2.0mmです。

パーツ番号	数量	価格
15-008051	1 枚	¥1,500



エルミネット株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4

TEL : 03-6379-4105 FAX : 03-6379-4106

www.elminet.co.jp Sampling Punch 2207 A