



## EM-Tec ピンスタブストレージボックス (ピンスタブ収納用ボックス)



EM-Tec SB176 大型、高収容量の木製ボックス  
176 個の標準 12.7mm ピンスタブを収容



EM-Tec SB28 ミディアムサイズ、透明  
スチレンボックス 28 個の標準 12.7mm  
ピンスタブを収納

### イントロダクション

EM-テックピンスタブストレージボックスとストレージチューブは標準ピンスタブの収納用に設計されています。試料の取扱い、長期保存、保管のために、ショートピン付きのサンプルホルダーの収納に使用することができます。ボックスはピンスタブ用の穴を持つカスタム高密度発泡シートを備えています。高密度発泡シートは同じ位置にピンスタブを繰り返したり、交換しても十分な弾力性を持ち続けます。大容量収納ボックスはピンスタブを大量に収納する際、コスト面でもお勧めです。他にも以下の 7 種類の小、中、大容量の EM-テックピンスタブストレージボックスや単一のピンスタブ収納や移動用チューブタイプが商品レンジに揃っています。

### EM-Tec SB1 シングルピンスタブ保存および輸送用容器 12.7φまたは 19mmφ用



EM-Tec SB1 単一のピンスタブチューブは、保存又は輸送に理想的です。ピンスタブ上の SEM 試料をクロスコンタミネーションから保護します。12.7φまたは 19mmφの単一のピンスタブ用です。様々なピンの長さ(6、8、9.5と14mm)の標準 3.2mmφピンスタブ用に設計されています。ピンスタブは透明なポリスチレン容器とブラウン系の LDPE キャップ(ベース)にしっかりと保持されています。最大試料高さは 25~20mm です。外径:24mmφ x52mmh、(内径 21mmφ 30mmh)

### EM-Tec SB1 シングルピンスタブ保存および輸送用容器 12.7φまたは 19mmφ用

パーツ番号	数量	価格
13-090001-10	1 パック 10 個入	¥1500
13-090001-100	1 パック 100 個入	¥12,100

### EM-Tec SB77 大容量木製ボックス 標準 12.7mm φ ピンスタブ 77 個収容



EM-Tec SB77は標準 12.7mm ピンスタブ 77 個が格納できる 木製ストレージボックスです。内側と外側の両面にソリッドクリアー塗料を施したブナと白樺の木で作られています。真鍮メッキの 2 個のヒンジと、1 個の留め金が付いています。外寸法は 189 x 138 x 46mm です。内側に 25.5mm のクリアランスを設け、ピンスタブ上に最大高さ 22mm までの試料スペースを残しました。光に敏感な試料用に ボックスを閉じ、光を遮蔽し保護します。貴重なサンプルや校正標準試料などの保護に適しています。

パーツ番号	数量	価格
13-090077	1 個	¥14,100

### EM-Tec SB176 最大収容量木製ボックス 標準 12.7mm φ ピンスタブ 176 個収容



EM-Tec SB176 最大容量木製ボックスは標準 12.7mm φ ピンスタブが 176 個 収容できます。内側と外側の両面にソリッドクリアー塗料を施したブナと白樺の木で作られています。真鍮メッキの 2 個のヒンジと、2 個の留め金が付いています。外寸法は 276 x 189 x 46mm です。内側に 25.5mm のクリアランスを設け、ピンスタブ上に最大高さ 22mm までの試料スペースを残しました。光に敏感な試料用にボックスを閉じ、光を遮蔽し保護します。貴重なサンプルや校正標準試料などの長期保存に適しています。

パーツ番号	数量	価格
13-090176	1 箱	¥18,000

### EM-Tec SB4 小型透明スチレンボックス 標準 12.7mm φ ピンスタブ 4 個収納



EM-Tec SB4 透明スチレンボックスは標準 12.7mm φ のピンスタブを 4 個収納できます。LDPE (低密度ポリエチレン) 製の支柱でピンスタブを保持します。サンプルが蓋に触れないようにする中心ポストを備えています。外形寸法は 75x40x22mm で、最大試料高さはピンスタブ上 6mm です。

パーツ番号	数量	価格
13-090004	1 箱	¥1,500

### EM-Tec SB8 透明スチレンボックス 標準 12.7mm φ ピンスタブ 8 個収納



EM-Tec SB8 透明/青色 スチレンボックスは標準 12.7mm φ のピンスタブを 8 個収納できます。ポリスチレンの透明な蓋と青色ベースのボックスの中にピンスタブの支柱付 LDPE インサートが配置されています。外形寸法は 116 x 55 x 32mm で、13mm のクリアランスが 3mm のピンスタブ上、最大 10mm までの試料が収納できます。

パーツ番号	数量	価格
13-09008	1 箱	¥2,300

### EM-Tec SB28 中型透明スチレンボックス 標準 12.7mm φ ピンスタブ 28 個収納



EM-Tec SB28 透明スチレンボックスは標準 12.7mm φ ピンスタブを 28 個収納できます。最大サイズ 50mm φ までのピンスタブが収納できます。透明ポリスチレン製で、2つのヒンジと1つの留め口がついています。外形寸法は 120 x 84 x 36mm で 17mm の高さクリアランスが最大サンプル高さ 13.5mm までの収納を可能にします。透明な蓋で、内部試料をクリアに見ることができます。低コストで試料保存ができ、頻繁に使用する手軽なピンスタブ用収納ボックスです。

パーツ番号	数量	価格
13-09028	1 箱	¥2,700

### EM-Tec SB153 最大収容量透明スチレンボックス 標準 12.7mm φ ピンスタブ 153 個収容



EM-Tec SB153 は透明スチレンボックスで標準 12.7mm φ ピンスタブを 153 個収容可能です。最大試料サイズ 100mm φ までのピンスタブが収納可能です。透明なポリスチレン製で 2 個の真鍮プレートヒンジとスナップロックが付いています。外形寸法は 275 x 160 x 57mm です。34.5mm の内部クリアランスがピンスタブ上、高さ 31mm までの試料を収納できます。透明な蓋で、内部試料をクリアに見ることができます。多くの試料や大型の試料をピンスタブで取扱う際に最も適した収納ボックスです。多数の試料の整理などコスト的にもお勧めの収納ボックスです。

パーツ番号	数量	価格
13-090153	1 個	¥14,700

### EM-Tec SC12 透明スチレンボックス J 社 9.5mm φ、12.2mm φ スタブ または

## 標準 12.7mm φ ピンスタブ 12 個収納用



EM-Tec SC12 は、標準 12.7mm φ ピンスタブ 12 個の収納位置が明確なスチレンボックスです。ピンスタブは LDPE インサートの収納位置に保持されます。インサートの中央に透明な蓋が試料に触れないようポストが付いています。標準ピンスタブ

の場合(長いピンスタブを除く)は 10mm までの試料高さで角度付のシリンダースタブの両方に適しています。

外形寸法は 100x69x29mm です。あるいは、EM-Tec SC12 収納ボックスは 9.5mm φ と 12.2mm φ の J 社シリンダースタブにも使用することができます。

パーツ番号	数量	価格
13-095012	1 個	¥2,000 (9.5mm φ 4 個用 ¥1,400、12.2 φ 4 個用 ¥1,700 有)



〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-15-4

TEL:03-6379-4105 FAX:03-6379-4106

[www.elminet.co.jp](http://www.elminet.co.jp) CN:Pin Stub box 1610A

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。